

CUTIMED SILTEC L (LEVE) PENSO DE ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso fino de espuma de poliuretano superabsorvente, com camada de contacto de silicone, sem rebordo adesivo.
- Níveis de exsudado baixos a moderados.
- Elevado conforto e gestão segura do exsudado, mesmo sob compressão.

Código	Descrição	Unidade de venda
72630-02	CUTIMED SILTEC L 15x15 CM	CX. 10
72630-01	CUTIMED SILTEC L 10x10 CM	CX. 10
72630-00	CUTIMED SILTEC L 5x6 CM	CX. 10