

CUTIMED SILTEC CALCANHAR (HEEL) 2D PENSO DE ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma de poliuretano superabsorvente, com camada de contacto de silicone, para a prevenção e tratamento de feridas nos calcanhares.
- Níveis de exsudado de moderados a elevados.
- Dois níveis de aderência.
- Efeito almofadado protetor adicional (7 mm), ajuda a reduzir os riscos resultantes das forças de pressão, fricção e cisalhamento.

Código	Descrição	Unidade de venda
1254006	CUTIMED SILTEC HEEL 2D 16x24 CM	CX.5