

# CUTIMED SILTEC SACRUM PENSO DE ESPUMA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma de poliuretano superabsorvente com camada de contacto e rebordo adesivo de silicone para uma adaptação ótima à zona sagrada.
- Níveis de exsudado moderados a elevados.
- Desenho anatómico para uma perfeita adaptação à zona perianal.
- Gestão eficaz do exsudado, mesmo em situações complexas como úlceras por pressão na zona sagrada.
- Bordo de 3 cm em todo o perímetro para uma fixação eficaz e maior segurança de tratamento, em especial para doentes incontinentes.

Código	Descrição	Unidade de venda
72647-01	CUTIMED SILTEC SACRUM 23x23 CM	CX.5
1254005	CUTIMED SILTEC SACRUM 17,5x17,5 CM	CX.5