

# CUTIMED HYDRO B (BORDER) PENSO HIDROCOLOIDE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Para feridas superficiais com exsudado de leve a moderado: úlceras venosas/arteriais, úlceras por pressão, úlceras diabéticas, zonas dadoras.
- Rebordo oblíquo para uma fixação eficaz e redução do risco de fugas.
- Camada superior de espuma de poliuretano para uma gestão eficaz do exsudado.

Código	Descrição	Unidade de venda
72635-03	CUTIMED HYDRO B SACRO 15x18 CM	CX.3
72635-02	CUTIMED HYDRO B 15x15 CM	CX. 5
72635-01	CUTIMED HYDRO B 10x10 CM	CX. 5
72635-00	CUTIMED HYDRO B 7,5x7,5 CM	CX.5