

# CUTICELL CONTACT PLACA DE SILICONE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cuticell Contact é uma película de silicone para contacto com a ferida que possui estrutura perfurada transparente e elevada flexibilidade. O Cuticell Contact pode permanecer colocado até 14 dias, para uma proteção máxima da ferida. O exsudado passa facilmente através das perfurações para o penso secundário. A superfície adesiva está unicamente na face em contacto com a ferida, facilitando a aplicação e o manuseamento, bem como as mudanças de penso.
- Não interrompe o processo de cicatrização.
- Mudanças de penso atraumáticas e indolores.
- Melhora o cumprimento do doente.
- Rentável.
- Transparência cristalina.
- Fácil inspeção visual da ferida sem necessidade de remover o penso.
- Ótima estrutura perfurada.
- Dez perfurações por cm<sup>2</sup>, permitindo que, até o exsudado altamente viscoso passe facilmente para o penso secundário.
- Níveis de exsudado de baixos a elevados.
- Ajuda a prevenir a maceração.

- Película fina de poliuretano altamente flexível e maleável, revestida de silicone numa face.
- Maior conforto para o doente, mesmo em zonas com contornos ou movimento.
- Fixação eficaz sem deslizar.
- O Cuticell Contact aproveita a Tecnologia Siltec. A superfície em contacto com a ferida está revestida de silicone, possibilitando: Ótima proteção da pele perilesional e da ferida; Fixação segura sem aderência ao leito da ferida; Remoção atraumática e indolor; Remoção sem resíduos; Baixo risco de irritação cutânea ou alergias.

Código	Descrição	Unidade de venda
72680-03	CUTICELL CONTACT 15x25 CM	CX.5
72680-02	CUTICELL CONTACT 10x18 CM	CX.5
72680-01	CUTICELL CONTACT 7,5x10 CM	CX.5
72680-00	CUTICELL CONTACT 5x7,5 CM	CX.5