


ESTEEM SYNERGY SACO COLOSTOMIA 2 PEÇAS STANDARD FECHADO TRANSPARENTE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Esteem Synergy sistema de ostomia apresenta a inovação Adhesive Coupling Technology. Em vez de anéis de plástico, um adesivo de espuma permite que a bolsa adira firmemente à barreira da pele com um plástico transparente. O resultado é um discreto e flexível, sistema de duas peças.
- Bolsa projetada para uso individual.
- Descarga simples quando cheia.

Código	Descrição	Unidade de venda
405439	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO TRANSPARENTE 48 MM	CX. 30
405438	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO TRANSPARENTE 35 MM	CX.30
405440	ESTEEM SYNERGY 2 PEÇAS STANDARD FECHADO TRANSPARENTE 61 MM	CX. 30