

COMBIHESIVE IIS SACO COLOSTOMIA 2

PEÇAS FECHADO C/FILTRO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Dispositivo com duas peças interligadas, confortável, flexível e seguro.
- Este saco é composto por dois elementos separados: um suporte e uma bolsa. A bolsa pode ser alterada sem a remoção do suporte. A bolsa é presa ao suporte por meio de anéis entrelaçados. Ouve-se um clique quando o saco está bem preso ao suporte.
- Oferece uma gama completa de sacos moldáveis para melhor ajuste ao estoma, sem ser necessário cortar a bolsa, permitindo uma vedação ideal do equipamento.
- O saco pode ser facilmente mudado sem remover o suporte.
- Proporciona segurança, conforto e protecção cutânea ao ostomizado.
- Filtro para melhor controlo dos gases e cheiros.
- Textura mais confortável ao tacto e mais discreta.
- Saco opaco de forma anatómica para melhor distribuição do conteúdo e facilidade de utilização.
- Estrutura interna do aro com oito dentes de retenção para acoplamento seguro do saco/penso.
Perceptível ao tacto.

Código	Descrição	Unidade de venda
402525	COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS FECHADO C/FILTRO 70 MM	CX.30
402524	COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS FECHADO C/FILTRO 57 MM	CX.30
402523	COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS FECHADO C/FILTRO 45 MM	CX.30
402522	COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS FECHADO C/FILTRO 38 MM	CX.30
402521	COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS FECHADO C/FILTRO 32 MM	CX.30