

# ESTEEM SYNERGY SACO ILEOSTOMIA 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL TRANSPARENTE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Esteem Synergy sistema de ostomia apresenta a inovação Adhesive Coupling Technology. Em vez de anéis de plástico, um adesivo de espuma permite que a bolsa adira firmemente à barreira da pele com um plástico transparente. O resultado é um sistema discreto e flexível.
- Bolsa projetada para uso individual.
- Descarga simples quando cheia.

| Código | Descrição   | Unidade de venda |
|--------|---|------------------|
| 405406 | ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL<br>TRANSPARENTE 89 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 405405 | ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL<br>TRANSPARENTE 61 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 405404 | ESTEEM SYNERGY 1 PEÇA STANDARD DRENÁVEL<br>TRANSPARENTE 48 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |