

CONSECURA AUTOLOCK SACO ILEOSTOMIA 1 PEÇA DRENÁVEL OPACO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O sistema de ostomia Consecura Autolock é uma tecnologia de fixação automática.
- Toque suave, o mecanismo de acoplamento entre a bolsa e o protector fixa-se de maneira segura, minimizando a pressão no abdómen.
- Fácil de usar, sendo muito útil para pessoas com falta de coordenação.
- Um "clic" audível do anel de acoplamento, confirma a conexão segura ao protector cutâneo.
- O acoplamento permite uma rotação da bolsa de 360°, permanendo fixa no lugar, o que oferece comodidade e um uso fácil do producto.
- Painéis de conforto, suaves são projetados para serem silenciosos e à prova de odor, ajudando a manter a discrição.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 401325FI | CONSECURA AUTOLOCK 1 PEÇA DRENÁVEL OPACO 70 MM | CX. 10 + 1 CLIP |
| 401436FI | CONSECURA AUTOLOCK 1 PEÇA DRENÁVEL OPACO 57 MM | CX. 10 + 1 CLIP |
| 401435FI | CONSECURA AUTOLOCK 1 PEÇA DRENÁVEL OPACO 45 MM | CX. 10 + 1 CLIP |

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares