

# COMBIHESIVE IIS SACO ILEOSTOMIA 2

## PEÇAS DRENÁVEL OPACO



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Dispositivo com duas peças interligadas, confortável, flexível e seguro.
- Este saco é composto por dois elementos separados: um suporte e uma bolsa. A bolsa pode ser alterada sem a remoção do suporte. A bolsa é presa ao suporte por meio de anéis entrelaçados. Ouve-se um clique quando o saco está bem preso ao suporte.
- Oferece uma gama completa de sacos moldáveis para melhor ajuste ao estoma, sem ser necessário cortar a bolsa, permitindo uma vedação ideal do equipamento.
- O saco pode ser facilmente mudado sem remover o suporte.
- Proporciona segurança, conforto e protecção cutânea ao ostomizado.
- Textura mais confortável ao tacto e mais discreta.
- Saco opaco de forma anatómica para melhor distribuição do conteúdo e facilidade de utilização.
- Estrutura interna do aro com oito dentes de retenção para acoplamento seguro do saco/penso. Perceptível ao tacto.

Código

Descrição

Unidade de venda

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 400976 | COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS DRENÁVEL OPACO 70 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 400975 | COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS DRENÁVEL OPACO 57 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 400974 | COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS DRENÁVEL OPACO 45 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 400973 | COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS DRENÁVEL OPACO 38 MM | CX. 10 + 2 CLIPS |
| 400972 | COMBIHESIVE IIS 2 PEÇAS DRENÁVEL OPACO 32 MM | CX.10 + 2 CLIPS  |