

COMBIHESIVE IIS SACO UROSTOMIA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Linha de produtos completa com as mais recentes tecnologias de barreira de pele. O anel de acoplamento de plástico permite que bolsa e barreira de pele possam encaixar de forma audível para maior segurança. As bolsas Combihesive IIS urostomia, têm uma válvula anti-refluxo prolongado, painéis de conforto e uma escolha de dois tipos de torneiras de drenagem.

Código	Descrição	Unidade de venda
402548	COMBIHESIVE IIS 32 MM	CX. 10 + 2 adapt.
402549	COMBIHESIVE IIS 38 MM	CX. 10 + 2 adapt.
402550	COMBIHESIVE IIS 45 MM	CX. 10 + 2 adapt.
402551	COMBIHESIVE IIS 57 MM	CX. 10 + 2 adapt.
402552	COMBIHESIVE IIS 70 MM	CX. 10 + 2 adapt.