


# ESTEEM SYNERGY PENSO FLEXÍVEL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Esteem synergy é um dispositivo inovador para estomas com a tecnologia de fixação adesiva. Em vez de anéis de plástico, uma espuma adesiva patenteada permite a adesão do saco numa "placa de associação" transparente. Por essa razão o sistema de 2 peças é fino e flexível. As barreiras de pele Stomahesive são projetadas para serem suaves na pele peristomal.

Código	Descrição	Unidade de venda
409265	ESTEEM SYNERGY PENSO FLEXÍVEL 13/35 MM	CX. 5
409266	ESTEEM SYNERGY PENSO FLEXÍVEL 13/48 MM	CX. 5
409267	ESTEEM SYNERGY PENSO FLEXÍVEL 13/61 MM	CX. 5