


COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Placa quadrada, com cantos arredondados, maleável e macia, contendo a barreira protetora de pele Durahesive, laminada sobre um disco convexo, com um orifício central e um flange de baixo perfil. A superfície da placa é laminada com um filme de polietileno fino e transparente. Sobre esta superfície de filme de polietileno, em torno do flange, é colocado o suporte adesivo. A placa adesiva vem protegida por um papel de silicone que deve ser retirado no momento do uso.

Código	Descrição	Unidade de venda
125028	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 19/45 MM	CX. 5
125029	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 22/45 MM	CX. 5
125030	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 25/45 MM	CX.5
125031	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 28/45 MM	CX. 5
125032	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 32/45 MM	CX. 5
125033	COMBIHESIVE IIS PENSO DURAHESIVE CONVEX 35/45 MM	CX. 5