


COMBIHESIVE IIS PENSO LITTLE ONES PEDIÁTRICO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Placa Stomahesive flexível infantil, foi desenvolvida para a proteção da pele ao redor de estomas de crianças, contra a irritação causada pelos efluentes.
- A placa infantil Combihesive Iis Little Ones é composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, polietileno, poliéster e adesivo acrílico.

Código	Descrição	Unidade de venda
125016	COMBIHESIVE IIS PENSO LITTLE ONES 32 MM	CX. 5