

LEUKOMED T PLUS PENSO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso pós-cirúrgico com almofada de elevada absorção, que permite ao doente continuar as suas actividades diárias. É ideal para proteger feridas com níveis de exsudado moderado, tais como feridas pós-cirúrgicas, lacerações, cortes, abrasões ou queimaduras menores.
- Transpirável, reduz o risco de maceração. Aumenta a durabilidade do penso.
- Impermeável, facilita a higiene pessoal.
- Película ultra-fina, suave e flexível que se adapta aos contornos do corpo como uma segunda pele sem restringir o movimento.
- Estéril. Barreira contra contaminações externas e contra bactérias, reduzindo o risco de infecção.
- Adesão segura e de elevada tolerância cutânea que mantém o penso no lugar. Maior conforto para o doente.
- Almofada altamente absorvente com camada de contacto de baixa aderência que não interfere no processo de cicatrização e que minimiza a dor na remoção. Mantém a ferida seca.
- Bordos arredondados que evitam o desgaste prematuro.

Código	Descrição	Unidade de venda
72382-00	LEUKOMED T PLUS 5 CM X 7,2 CM (ALMOFADA 2,8 CM X 4 CM)	CX. 50

72382-01	LEUKOMED T PLUS 8 CM X 10 CM (ALMOFADA 4 CM X 6M)	CX. 50
72382-02	LEUKOMED T PLUS 8 CM X 15 CM (ALMOFADA 4 CM X 11 CM)	CX. 50
72382-14	LEUKOMED T PLUS 10 CM X 20 CM (ALMOFADA 5 CM X 16 CM)	CX. 50
72382-03	LEUKOMED T PLUS 10 CM X 25 CM (ALMOFADA 5 CM X 20,5 CM)	CX. 50
72382-04	LEUKOMED T PLUS 10 CM x 30 CM (ALMOFADA 5 CM X 25 CM)	CX. 50
72382-05	LEUKOMED T PLUS 10 CM x 35 CM (ALMOFADA 5 CM X 30 CM)	CX. 50
72382-06	LEUKOMED T PLUS 5 CM X 7,2 CM (ALMOFADA 2,8 CM X 4 CM)	CX. 5
72382-07	LEUKOMED T PLUS 8 CM X 10 CM (ALMOFADA 4 CM X 6M)	CX. 5
72382-08	LEUKOMED T PLUS 8 CM X 15 CM (ALMOFADA 4 CM X 11 CM)	CX. 5
72382-15	LEUKOMED T PLUS 10 CM x 20CM (ALMOFADA 5 CM X 16 CM)	CX. 5
72382-09	LEUKOMED T PLUS 10 CM X 25 CM (ALMOFADA 5 CM X 20,5 CM)	CX. 5
72382-10	LEUKOMED T PLUS 10 CM x 30 CM (ALMOFADA 5 CM X 25 CM)	CX. 5
72382-11	LEUKOMED T PLUS 10 CM x 35 CM (ALMOFADA 5 CM X 30 CM)	CX. 5