

CARRO DE MEDICAMENTOS PARA 32 BANDEJAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicamentos para transporte de 32 bandejas de medicação BLP-3100 (não incluído);
- Capacidade para 32 bandejas de medicação BLP-3100 (não incluído);
- 4 rodas de 125 mm, 2 com travão e 2 simples (TENETE);
- Mini portas rebatíveis com fechadura (chave mestra);
- Peso: 47,7 Kg;
- Tampa de ABS;
- Laterais de fenólico;
- Guias interiores de ABS/PV;
- Estrutura e base em aço galvanizado pintado a epoxi;
- Acessórios: Papeleira (não incluído);
- Medidas: Largura: 717 mm; Fundo: 527 mm; Alto: 1150 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
C-330A	CARRO DE MEDICAMENTOS PARA 32 BANDEJAS	CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares