

CARRO PARA TRANSPORTE DE 60 BANDEJAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicamentos para transporte de 60 bandejas BLP-4100 (não incluídas);
- Capacidade: 60 bandejas BLP-4100 (não incluídas);
- Paredes/guias adaptadas;
- 4 Rodas TENTE de 125mm, 2 com travões;
- 2 Portas/ persianas com abertura lateral (não tem de se baixar), fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Tampa de ABS/PC;
- Paredes de fenólico;
- Guias interiores de ABS;
- Estrutura e base em aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 1116 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1410 mm.

Código	Descrição	Unidade de venda
C-460	CARRO PARA TRANSPORTE DE 60 BANDEJAS	CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares