

CARRO DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPORTE DE 32 BANDEJAS BLP- 5100



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro para transporte de medicação com 32 bandejas BLP-5100 (não incluídas);
- Capacidade: 32 bandejas BLP-5100 (não incluídas);
- 4 Rodas TENTE de 125mm, 2 com travões;
- Porta/ persiana con abertura lateral (não tem de se baixar), fecho com chave (fechadura digital é opcional);
- Tampa de ABS/PC;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base de aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 717 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1270 mm.

Código	Descrição	Unidade de venda
C-532	CARRO DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPORTE DE 32 BANDEJAS	CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares