

CARRO PARA TRANSPORTE DE 54 BANDEJAS DE MEDICAÇÃO BLP-5100



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicamentos para transporte de 54 bandejas de medicação BLP-5100 (não incluído);
- 4 rodas com 125 mm, 2 com travão e 2 simples (TENTE);
- Mini portas rebatíveis com fechadura (chave mestra);
- Tampa de ABS/PC;
- Laterais de fenólico;
- Guias interiores de ABS;
- Estrutura e base em aço galvanizado pintada a epoxi;
- Medidas: Largura: 1116 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1410 mm;
- Peso: 47,7 Kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
C-554	CARRO PARA TRANSPORTE DE 54 BANDEJAS	CX. 1