

# CARRO DE MEDICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 36 BANDEJAS BLP-6100



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicação para transporte de 36 bandejas BLP-6100 (não incluídas);
- Capacidade: 36 bandejas BLP-6100 (não incluídas);
- Paredes/guias adaptadas;
- 4 Rodas TENTE 125 mm, 2 com travões;
- Portas/ persianas com abertura lateral;
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Tampo: ABS/PC;
- Paredes de fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base de aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 1110 mm; Comprimento: 525 mm; Altura: 1470 mm.

Código

Descrição

Unidade de venda

