

CARRO DE MEDICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 16 BANDEJAS BLP-6100



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicação para transporte de 16 bandejas BLP-6100 (não incluídas);
- Capacidade: 16 bandejas BLP-6100 (não incluídas);
- Paredes/guias adaptadas;
- 4 Rodas TENTE 125mm, 2 com travões;
- 1 Porta/ persiana com abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Tampa em ABS/PC;
- Paredes de fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base em aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 720 mm; Comprimento: 525 mm; Altura: 1270 mm.

Código

Descrição

Unidade de venda

C-616

CARRO DE MEDICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 16 BANDEJAS
BLP-6100

CX. 1
