

SACO DE URINA NÃO ESTÉRIL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sacos para recolha de urina muito práticos, higiénicos e resistentes.
- Composição: PVC de alta qualidade, isentos de metais pesados.
- Soldas efectuadas por alta frequência para máxima segurança.
- Possuem na parte superior dois orifícios reforçados para poder pendurar o saco.
- Graduação, para medição do volume de urina, bem nítida.
- Conectores universais, adaptáveis a qualquer tipo de algália.
- Tampa de protecção no conector.
- Tubo de ligação resistente para não permitir estrangulamentos.
- Modelos disponíveis com ou sem dispositivo de saída para poderem ou não ser esvaziados e com ou sem válvula de segurança para controlo de refluxos ou infecções retrógradas.

Código	Descrição	Unidade de venda
11011013	SACO URINA 1,5 L NÃO ESTÉRIL COM VÁLVULA ANTI-RETORNO COM TUBO 90CM	CX. 1
11011016	SACO URINA 1,5 L NÃO ESTÉRIL COM TUBO 90CM	CX. 1
11011000	SACO URINA 2 L NÃO ESTÉRIL COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, TORNEIRA E TUBO 90CM	CX. 1
11016002	SACO URINA PERNA NÃO ESTÉRIL 750 ML COM VÁLVULA SEGURANÇA DISPOSITIVO DE SAÍDA	CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares