

## PENSO PARAFINA JELONET



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina.
- Suaviza e protege a ferida.
- Permite uma livre passagem do exsudado.
- Pode ser usado em combinação com um penso secundário e com anti-sépticos.
- Indicado para: Queimaduras, úlceras de perna, feridas com perda de pele, lacerações e abrasões.
- São fornecidos estéreis em vários tamanhos.
- Suaviza e protege a ferida e permite a livre passagem do exsudato viscoso.
- Penso calmante de baixa aderência que permite que a ferida drene livremente para o curativo secundário absorvente.
- Mantém a forma, sem desfiar, pensos feitos de gaze de tecido aberta apresentam fios interligados que ao serem cortados não desfiam.
- Pode ser combinado com medicação tópica de escolha.
- Não apresenta medicamento e é ideal para uso tópico com anti-séptico ou antibiótico de escolha.
- Protege a lesão evitando a aderência do curativo protetor e impedindo a desidratação do tecido de granulação.
- É indicado para o tratamento de lesões de pele limpas, protegendo-as e evitando a ruptura do tecido de granulação na troca do curativo. Adequado para trocas frequentes.

Código	Descrição	Unidade de venda
01003014	JELONET 5X5 CM	CX. 50
01003013	JELONET 10X10 CM	CX.10