

CARRO MULTIFUNÇÕES PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISO 600 X 400 MM



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de transporte multifuncional para bandejas ISO 600x400 (não incluídas);
- Carro robusto e leve, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meios hospitalares;
- Paredes/guias adaptadas à maioria das bandejas presentes no mercado;
- 4 Rodas 125mm TENTE, 2 com freio;
- Porta/ persiana com abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Acessórios e impulsor reguláveis em altura;
- Plano superior de ABS/PC com flanges em três lados;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis alumínio anodizado;
- Base em aço galvanizado pintado a epoxi;

- Medidas: Largura: 840 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1115 mm;
- Peso: 36 Kg.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|-------------|--|------------------|
| C-6040-1115 | CARRO MULTIFUNÇÕES PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISO 600 X 400 MM | CX. 1 |