

CARRO DE MEDICAÇÃO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISO 600 X 400 MM



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro de medicação para transporte de bandejas ISO 600x400 (não incluídas);
- Paredes/guias adaptadas à maioria das bandejas presentes no mercado;
- 4 Rodas 125mm TENTE, 2 com freio;
- Porta/ persiana com abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Tampa de ABS/PC;
- Paredes de fenólico;
- Guias interiores de ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base de aço galvanizado pintado;
- Medidas: Largura: 840 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1850 mm.

Código	Descrição	Unidade de venda
C-6040 / 1850	CARRO MULTIFUNÇÕES PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS ISO 600 X 400 MM	CX. 1