

CARRO DE MEDICAÇÃO UNIDOSE BIN-01/ BIN-02



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro robusto e ligeiro, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meios hospitalares;
- Para 30 pacientes;
- Paredes/guias adaptadas à maioria das bandejas existentes no mercado;
- 4 Rodas 125mm Tente, 2 com freio;
- Porta persiana com abertura lateral (não tem de se baixar);
- Fechadura com chave (fechadura digital é opcional);
- Acessórios e impulsor reguláveis em altura;
- Plano superior de ABS/PC com flanges em três lados;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Base em aço galvanizado pintado a epoxi;
- Medidas: Largura: 840 mm; Comprimento: 527 mm; Altura: 1150 mm;
- Peso: 34-36 kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
CONVIMED-CMU2	CARRO DE MEDICAÇÃO UNIDOSE BIN-01/ BIN-02	CX. 1