

# BATA DE CIRURGIÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Bata de uso único em não tecido SMS de 60 g/m<sup>2</sup>.
- Esterilizada vários tamanhos.
- Punhos em malha.
- Remate do pescoço com bainha.
- Com cinto interior e exterior.
- Costuras duplas.
- Óptimos acabamentos.
- Qualidade superior.
- Apresentada envolvida por uma folha de não tecido de 50g, com duas toalhas em não tecido de 40g de 40 x 40 cm, em saco tipo "peel-pack" e posteriormente em caixa de cartão.

Código	Descrição	Unidade de venda
13016005	BATA DE CIRURGIÃO ESTERILIZADA M	CX.12
13016007	BATA DE CIRURGIÃO ESTERILIZADA XL	CX. 8