

# CARRO HOSPITALAR COM 5 GAVETAS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro robusto e ligeiro, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meios hospitalares;
- 5 gavetas: 4 gavetas de 600x400x100 mm; 1 gaveta de 600x400x200 mm;
- Módulos ISO não incluídos;
- Frente em compactos com 13 mm de espessura;
- Cores disponíveis: azul, vermelho e branco;
- Capacidade de carga: 30 kg;
- Possibilidade de extração fácil da bandeja interior;
- Opção de fechadura com chave nas gavetas;
- Rodas de 125 mm, 2 com freio;
- Plano superior de ABS com flanges em três lados;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Estrutura em aço epoxi;
- Medidas: Largura: 710 mm; Comprimento: 525 mm; Altura: 1050 mm;

- Peso: 36 kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
D6040-5 0410	CARRO HOSPITALAR COM 5 GAVETAS	CX. 1