

CARRO HOSPITALAR COM 5 GAVETAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro robusto e leve, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meio hospitalar;
- 5 gavetas: 1 gaveta 600x400x50 mm; 3 gavetas 600x400x100 mm; 1 gaveta 600x400x200 mm;
- Cores disponíveis: azul, vermelho e branco;
- Capacidade: 30 kg;
- Chave opcional que tranca todas as gavetas;
- Módulos ISO não incluídos;
- Frente em compacto com 13 mm de espessura;
- Possibilidade de extração da bandeja interior com facilidade;
- Rodas de 125 mm, 2 com freios;
- Plano superior de ABS com flanges em três lados;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis de alumínio anodizado;
- Estrutura em aço epoxi.
- Medidas: Largura: 710 mm; Comprimento: 525 mm; Altura: 1050 mm;
- Peso: 36 kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
D6040-5 1310	CARRO HOSPITALAR COM 5 GAVETAS	CX. 1