

CARRO DE ANESTESIA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carro robusto e leve, resistente a todos os produtos químicos utilizados em meio hospitalar;
- 5 gavetas: 1 gaveta de 600x400x50 mm; 3 gavetas de 600x400x100 mm; 1 gaveta de 600x400x200 mm;
- Módulos ISO não incluídos;
- Frente em compacto com 13 mm de espessura;
- Cores disponíveis: azul, vermelho e branco;
- Capacidade/gaveta: 30 kg;
- Cantos de alumínio que permitem a instalação de acessórios sem necessidade de furo prévio;
- Possibilidade de extração da bandeja interior com facilidade;
- Rodas de 125 mm, 2 com freio;
- Plano superior de ABS/PC com flanges em três lados;
- Paredes fenólico;
- Guias interiores ABS;
- Perfis em alumínio anodizado;
- Estrutura em aço galvanizado epoxi;
- Medidas: Largura: 710 mm; Comprimento: 525 mm; Altura: 1050 mm;

- Peso: 36 Kg.

Código	Descrição	Unidade de venda
D-ANEST	CARRO DE ANESTESIA	CX. 1