

## LENÇOL PARA MARQUESA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Em não tecido de 40 g/m<sup>2</sup>
- Material macio
- Elástico a toda a volta para garantir uma melhor fixação à marquesa
- Tamanho único 190 x 70 cm
- Banda lateral com 10 cm de altura
- Cor branco

Código	Descrição	Unidade de venda
13016033	LENÇOL PARA MARQUESA TNT COM ELÁSTICOS 190X70 CM	CX.5