

PAPEL DE MARQUESA TNT



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Suavidade e resistência garantida.
- Branco, muito macio, fabricado em spunbonded. As fibras entrelaçadas conferem-lhe uma enorme resistência tanto transversal como longitudinal. Ignifugo (não arde).
- Gramagem aproximada 13 gr.
- Picotado ao longo do rolo.

Código	Descrição	Unidade de venda
13006001	PAPEL MARQUESA TNT 50X100 M	CX. 4
13006002	PAPEL MARQUESA TNT 50X200 M	CX. 2
13006003	PAPEL MARQUESA TNT 50X500 M	CX. 2
13006004	PAPEL MARQUESA TNT 60X100 M	CX. 4

13006005

PAPEL MARQUESA TNT 60X200 M

CX. 2

13006006

PAPEL MARQUESA TNT 60X500 M

CX. 1