

CARRO/ ESTANTE MODULAR PEQUENA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Carros abertos com um sistema de prateleiras flexível concebido para a inserção inclinada e horizontal de suportes;
- Estrutura metálica;
- Guias ABS fácil de mover;
- Topo compacto;
- Rodas com 7,5 mm, duas com freios;
- Os suportes podem ser ajustados com espaços 64 mm;
- As alterações e adições ao sistema são fáceis de fazer;
- Suportes são projetados com uma função de stop - na parte dianteira e traseira;
- Os quadros independentes são feitas de tubos 25x25 mm de metal em pó revestido a epoxi;
- Todos os módulos LaPastilla encaixam-se nos carros LaPastilla- adaptável às bandejas 600 x 400 mm com diferentes alturas (bandejas não estão incluídos);
- Dimensões: Largura: 445 milímetros; Comprimento: 685 mm; Altura: 1072 mm.

Código

Descrição

Unidade de venda

EM-04

CARRO/ ESTANTE MODULAR PEQUENA

CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares