

# ALMOFADA ANTI ESCARAS P/DORMIR ANATÓMICA ESPUMA MEMÓRIA MEDUSA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A almofada MEDUSA permite uma correcção da anatomia da coluna cervical, conduzindo a um relaxamento dos músculos do pescoço;
- Fabricada em Memory Foam, adapta-se completamente ao formato do seu corpo e cabeça, proporcionando-lhe uma incrível sensação de leveza que se traduz num sono extremamente repousante;
- As suas características visco-elásticas reduzem a pressão exercida sobre a pele mantendo em boa condição a circulação sanguínea;
- O tecido utilizado para a capa de protecção é um veludo com a composição de 50% Safesleep e 50% Poliéster, com fio de prata que confere características anti-ácaros anti-fungos, antibactérias e anti-estático;
- O tecido tem uma textura suave com características anti-fogo de acordo com a norma Bs7175, 1989,Crib;
- Tecido de fácil lavagem;
- Modelos:
  - Medusa perfurada; stretch: 60 x 35 x 15cm;
  - Medusa tradicional XL: 60 x 40 x 15cm;

- Medusa tradicional XXL: 90 x 35 x 15cm;
  - Medusa anatómica M: 50 x 33 x 10/8cm;
  - Medusa anatómica L: 50 x 33 x 12/10cm;
  - Medusa anatómica canelada: 50 x 35 x 11/9cm;
- Nota: As almofadas MEDUSA estão disponíveis com capa interior para facilitar a remoção da forra exterior para lavagem.

Código	Descrição	Unidade de venda
30009000	ALMOFADA ANTI ESCARAS P/DORMIR ANATÓMICA ESPUMA MEMÓRIA MEDUSA	CX. 1