

# COLCHÃO LATEX C/12 CM ANTI ESCARA

## AFRODITE DENSIDADE



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchões hospitalares construídos 100% por látex. O látex é um produto natural muito poroso com uma óptima ventilação, sendo o látex um produto hipoalergénico que impede naturalmente o crescimento de bactérias, fungos e ácaros no seu interior;
- Material firme e elástico que permite uma correcta sustentação da coluna vertebral e facilita a circulação sanguínea;
- São colchões articuláveis, reversíveis com 2 faces iguais;
- Núcleo de 12cm em látex, podendo escolher entre 3 densidades dependendo do peso corporal ou preferências do utilizador;
- Possui uma capa bielástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável que permite a respiração do interior, facilitando a higiene do colchão;
- Resistente ao fogo, de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5;
- Pode escolher entre 3 densidades dependendo do peso corporal ou preferências do utilizador: Dimensões: 190x90x12cm.
  - **Normal:** Látex com densidade de 60kg/ m<sup>3</sup>, para utilizadores com peso até 70kg ou preferência por colchões de baixa consistência;

- **Firme:** Látex com densidade de 70kg/ m<sup>3</sup>, para utilizadores com peso corporal até 85kg ou preferência por colchões de média consistência;
- **Extra Firme:** Látex com densidade de 80kg/ m<sup>3</sup>, para utilizadores com peso corporal superior a 85kg ou preferência por colchões de elevada consistência.
- Nota: Fazem-se colchões por medida (por orçamento).
- Disponível colchão Eros- Dimensões: 190x90x15cm;

Código	Descrição	Unidade de venda
30009001	COLCHÃO LATEX C/12 CM ANTI ESCARA AFRODITE DENSIDADE NORMAL ATÉ 80 KG	CX. 1
30009002	COLCHÃO LATEX C/12 CM ANTI ESCARA AFRODITE DENSIDADE FIRME + 80 KG	CX. 1
61 CL HC ER N	COLCHÃO EROS 190X90X15 CM	CX. 1