

ALMOFADA ANTI-ESCARAS FLUTUAÇÃO LIQUIDA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Almofada de assento em Sigel;
- A almofada de flutuação líquida Sigel proporciona uma grande zona de contacto, o que reduz a pressão por unidade de superfície, um dos factores que influenciam o surgimento de escaras;
- O líquido Sigel proporciona ainda uma sensação única de frescura e conforto;
- Fabricada com base anti-deslizante e tecido superior de conforto, impermeável;
- Disponível em 3 espessuras diferentes, mediante o peso do utilizador:
 - Almofada de assento anti-escara gel recomendada para utilizadores até 80kg: 41x41x3,5cm;
 - Almofada de assento anti-escara ferradura recomendada para utilizadores até 80kg: 41x41x3,5cm;
 - Almofada de assento anti-escara gel recomendada para utilizadores até 100kg: 42x42x4,5cm;
 - Almofada de assento anti-escara ferradura recomendada para utilizadores até 100kg: 42x41x4,5cm;
 - Almofada de assento anti-escara gel recomendada para utilizadores até 120kg: 42x42x6cm.

Código	Descrição	Unidade de venda
30009003	ALMOFADA ANTI-ESCARAS FLUTUAÇÃO LIQUIDA ATÉ 80 KG	CX. 1
30009004	ALMOFADA ANTI-ESCARAS FLUTUAÇÃO LIQUIDA + 100 KG	CX. 1
30009011	ALMOFADA ANTI-ESCARAS FLUTUAÇÃO LIQUIDA ATÉ 100 KG	CX. 1