

# COLCHÃO DE AR ANTI ESCARAS C/COMPRESSOR C/REGULAÇÃO DOMUS I



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Os colchões anti-escaras são reconhecidamente a forma mais eficaz de prevenir e complementar o tratamento de escaras;
- Todos eles estão desenhados para reduzir o risco de escaras, mesmo em pessoas que possuam uma grande sensibilidade cutânea; o seu maior enfoque é o alívio da pressão e o conforto do paciente;
- O novo colchão está desenhado para ser utilizado como sobre-colchão de pressão alterna para prevenção de escaras. Este sistema utiliza-se para
- tratamento de escaras de grau I e suporta como peso máximo 100kg;
- O compressor está dotado de um regulador de pressão para se adequar à situação específica de cada paciente;
- Com uma sonorização praticamente imperceptível e seu desenho atractivo, estamos verdadeiramente a falar de uma escolha que garante qualidade e um tratamento eficiente;
- Compressor:
  - Voltagem: AC 230V 50Hz;
  - Fluxo de ar: 4 litros por minuto;

- Intervalo de pressão: 50 - 105 mmHg;
- Ciclo temporal: 9,6 minutos / 50Hz;
- Dimensões (C x L x A): 25 x 12,5 x 19,5cm;
- Peso: 1,9kg;
- Colchão:
  - Estrutura: 6,35cm com extensões incorp.;
  - Material (capas, células e base): PVC com material ignífugo;
  - Dimensões (C x L x A): 200 x 86 x 6,40cm;
  - Peso máximo paciente: 100kg;
- Disponível kit de remendos com cola.

| Código   | Descrição  | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 30009009 | COLCHÃO DE AR ANTI ESCARAS C/COMPRESSOR<br>C/REGULAÇÃO DOMUS I | CX. 1            |
| 30009015 | KIT DE REMENDOS COM COLA                                       | CX. 1            |