

ASSENTO ANTI ESCARAS EM POLIURETANO CIRCULAR FECHADA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Os assentos anti-escara constituem uma mais valia na dispersão das cargas a que as pessoas que estão continuamente a ser sujeitas e que, por vezes, se tornam zonas de escara e maiores trabalhos;
- Constituem uma ferramenta de conforto que todos merecem.
- Material: poliuretano; tecido azul;
- Exterior: capa bielástica, ignífuga, impermeável aos líquidos; é transpirável;
- Interior: Espuma de poliuretano com densidade de 50kg/m³;
- Diâmetro exterior: 37cm;
- Diâmetro interior: 12cm;
- Espessura: 7 cm.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 30009012 | ASSENTO ANTI ESCARAS EM POLIURETANO CIRCULAR FECHADA | CX. 1 |