

COLCHÃO ANTI ESCARAS ESTÁTICO

ATHENA 190X90 CM



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sobrecolchão desenvolvido para minimizar a pressão exercida sobre a pele de modo a contribuir para a prevenção de escaras de decúbito;
- O sobrecolchão deve ser instalado sobre um colchão em boas condições e com uma superfície suave;
- Permite ajustar o seu comprimento ao do colchão sobre o qual é colocado;
- Enchimento em Gomos de Fibras Ocas Siliconizadas, 100% Poliéster, fibra não resinada e com revestimento em tecido 100% algodão;
- Capa exterior: bielástica, impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável- permite a respiração do interior, facilitando a higiene do colchão. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. O tecido pode ser lavado até uma temperatura de 95°C com detergentes neutros;
- Dimensões: 210x90x15cm.

Código	Descrição	Unidade de venda
30009013	COLCHÃO ANTI ESCARAS ESTÁTICO ATHENA 190X90 CM	CX. 1