

# COLCHÃO HERA MEMORY



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Colchão anti-escaras Hera Memory com 14cm de altura;
- Base em espuma de poliuretano com densidade de 28kg/m<sup>3</sup>, 9cm de altura e topo com 5cm de espuma viscoelástica, com densidade de 50Kg/m<sup>3</sup>, totalizando 14cm de altura;
- Capa bielástica impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável, permite a respiração do interior facilitando a higiene do colchão, com protecção ignífuga;
- Também disponível Hera Memory com 12cm de altura (4cm viscoelástico + 8cm poliuretano);
- Indicado para utilização em camas articuladas para prevenção de escaras;
- Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, excepto para componentes de desgaste rápido;
- Prazo de entrega estimado: 6 a 8 semanas;
- Dois modelos disponíveis:
  - Hera Mem 14: 190x90x14cm;
  - Hera Mem 12: 190x90x12cm.

Código	Descrição	Unidade de venda
30009021	COLCHÃO HERA MEMORY 190X90X12 CM	CX. 1
30009022	COLCHÃO HERA MEMORY 190X90X14 CM	CX. 1

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares