

# ALMOFADA DE PRESSÕES ALTERNAS

## COMBO 100 PLUS



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Combo 100 plus é uma almofada de células de pressão de ar alternada para a prevenção de úlceras por pressão;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida e para aqueles que usam a cadeira de rodas para mover;
- Sistema composto por 4 células de ar sobre uma base de espuma;
- Estrutura que alivia consideravelmente a pressão quando sentado sobre uma superfície dura;
- Esta almofada pode ser usada conectada à corrente elétrica, como com baterias, visto que as baterias de NI-MH são recarregáveis e conseguem uma autonomia de até 8 horas após recarregadas ao máximo;
- Permite que o utilizador a utilize com total paz de espírito, enquanto estiver longe de casa;
- Tratamento preventivo das úlceras por pressão;
- Suporta um peso máximo de 120kg;
- Dimensões: 43x43x10cm;
- Peso: 960g.

Código

Descrição

Unidade de venda

