

# ALMOFADA P/ CADEIRA DE RODAS

## KINÉRIS



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composta por células pneumáticas reguláveis e individualmente deformáveis;
- Fornecido com capa integral Promust PU HD e uma bomba de insuflação;
- Mais eficiência:
  - Tamanho e volume da almofada ajustáveis à morfologia do paciente com um peso máximo de 150kg;
  - Redução dos pontos de pressão graças a imersão num fluido;
  - As células móveis acompanham o movimento do corpo, minimizando o efeito de distorção dos tecidos;
- Mais segurança:
  - Células de neopreno antialérgico;
  - Respeita os regulamentos de fogo;
- Mais ergonomia:
  - Pega para facilitar o transporte e a remoção da cadeira.

Código	Descrição	Unidade de venda
63 AS AE AR BP	ALMOFADA P/ CADEIRA DE RODAS KINÉRIS	CX. 1