


## ASSENTO SOFTSEAT EM MEMORY FOAM



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Os assentos SOFTSEAT em Memory Foam anatómico permitem ao paciente passar longos períodos sentado, com reduzido risco de contrair escaras, auxiliando em muito o seu conforto;
- Pode ser utilizado como assento de cadeiras de rodas, mas também para cadeiras comuns, para utilizadores com problemas de posicionamento ou pouca flexibilidade nas articulações;
- Ideais para melhorar a postura e o posicionamento;
- Indicados para o alívio de dor na zona sacrocóccigea e perianal (pós-parto, pós-operatório de cirurgias pélvicas e ano-rectal) hemoroidas, prevenção de escaras na zona sacro cocóccigea;
- Leves e fáceis de transportar, disponíveis em várias espessuras e materiais;
- Capa com 3 acabamentos à sua escolha: polisoft (negro), resistente e com aspecto de pele, para conforto; bielástica azul, impermeável a líquidos e permeável ao ar, lavável e desinfetável; bielástica com topo em 3D, com uma camada adicional de tecido 3D para evitar os indesejáveis efeitos da transpiração;
- Interior em espuma de memória (MF) moldado, anatómico.
- Modelos preventivos de escaras:
  - SOFTSEAT comfort capa preta - polisoft: 42x42x7cm;
  - SOFTSEAT anti-escaras capa azul - bielástica: 42x42x7cm;

- SOFTSEAT anti-escaras capa azul - bielástica c/ 3D: 42x42x7cm; 52x42x10cm;
- Modelos ideais para escaras localizadas:
  - SOFTSEAT anti-escaras cóccix- capa bielástica c/ 3D: 42x42x10cm;
  - SOFTSEAT anti-escaras ferradura - capa bielástica c/ 3D: 42x42x10cm;
  - SOFTSEAT anti-escaras orifício central - capa bielástica c/ 3D: 42x42x10cm;
- Kits para cadeiras:
  - Apoio lombar anatómico 3D azul (também disponível em polisoft);
  - Kit anti-escaras para cadeiras de rodas capa bielástica.

Código	Descrição	Unidade de venda
63 AS CF PO	SOFTSEAT COMFORT CAPA PRETA- POLISOFT 42X42X7 CM	CX. 1
63 AS AE BI 07 PU	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS CAPA AZUL- BIELÁSTICA 42X42X7 CM	CX. 1
63 AS AE BI 07	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS CAPA AZUL- BIELÁSTICA C/ 3D 42X42X7CM	CX. 1
63 AS AE BI 10	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS CAPA AZUL- BIELÁSTICA C/ 3D 52X42X10 CM	CX. 1
63 AS AE CX	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS CÓCCIX- CAPA BIELÁSTICA C/3D 42X42X10 CM	CX. 1
63 AS AE FR	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS FERRADURA- CAPA BIELÁSTICA C/ 3D 42X42X10 CM	CX. 1
63 AS AE BR	SOFTSEAT ANTI- ESCARAS ORIFÍCIO CENTRAL- CAPA BIELÁSTICA C/ 3D 42X42X10 CM	CX. 1
63 AP LB 3D	APOIO LOMBAR ANATÓMICO 3D AZUL	CX. 1
63 AP LB PO	APOIO LOMBAR ANATÓMICO POLISOFT	CX. 1
63 KT AE BI	KIT ANTI- ESCARAS P/ CADEIRA DE RODAS- CAPA BIELÁSTICA (TAMBÉM EM 3D)	CX. 1