

ALMOFADA COMPLETA DE CORPO BLUE GEL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O assento BLUE GEL ajuda a distribuir a pressão sobre a pele, diminuindo o risco de contrair úlceras por pressão, pois move-se com os utilizadores, não contra eles;
- Fabricado em polímero de gel, não escorre, não contém látex, plastificantes, nem silicones, frequentes causas de reacções alérgicas;
- Lavável e desinfectável;
- Adequado a ambiente hospitalar;
- Os assentos têm ainda capas laváveis e desinfectáveis;
- O topo em tecido aveludado, agradável ao tacto e base em tela anti- derrapante.
- Dimensões:
 - Cabeça: 50x23x1,5cm;
 - Tronco: 100x50x1,5cm;
 - Membros inferiores: 50x50x1,6cm.

Código

Descrição

Unidade de venda

