

## ASSENTO LIBERTY



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Capa impermeável ou aveludada para conforto, lavável;
- Interior com células de ar envoltas em gel e ar. Ajustável a cada utilizador através de uma válvula da ar;
- A divisão do assento em dois compartimentos diminui imenso a tendência contínua deslizar para a frente;
- O compartimento dianteiro age como uma cunha que inibe a ocorrência de forças de tesoura.
- Acessórios: Capa impermeável (incontinentes) ou capa normal (confair).

Código	Descrição	Unidade de venda
63 AS AE PT 40/45	ASSENTO LIBERTY	CX. 1