

# ESTABILIZADOR PÉLVICO LIBERTY



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O estabilizador pélvico é uma espuma-base dura que se coloca sob os ossos (tuberosidades isquiáticas), sobre o assento;
- Este levanta a superfície do assento sob as coxas, reduzindo assim a tendência da pélvis girar para trás (posteriorização) diminuindo as forças de tesoura e a pressão sobre o sacro;
- Deve ser utilizado sobre o assento LIBERTY que em combinação, oferecem uma sustentação apropriada.

Código	Descrição	Unidade de venda
99 63 E ET PV 40/45	ESTABILIZADOR PÉLVICO LIBERTY	CX. 1