

# ASSENTO ACADEMY ADJUSTER



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Assento para pessoas simétricas e assimétricas, mesmo para casos excepcionais;
- Com capa impermeável ou de conforto (opcionais) e interior constituído por vários compartimentos com células de ar, para garantir o posicionamento mais adequado do utilizador;
- Oferece a possibilidade criar uma solução individual para usuários com assimetrias corporais funcionais e/ou anatómicas severas;
- A parte dianteira da almofada consiste em dois compartimentos, que podem ser ajustados na densidade;
- Recomendado como sendo uma boa solução para pacientes hemiplégicos.

Código	Descrição	Unidade de venda
63 AS AD 40/45	ASSENTO ACADEMY ADJUSTER	CX. 1