

# ASSENTO ACADEMY VECTOR



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Proporciona uma superfície de assento anatómica, permitindo a imersão óptima e a estabilidade funcional;
- A distribuição eficaz da pressão de encontro à pelvis do usuário é criada, alterando o número de células nos diferentes compartimentos do assento;
- Dois compartimentos laterais elevados que apoiam da frente para trás, fornecendo a estabilidade lateral para a pelvis e coxas;
- As coxas são estabilizadas internamente pelo compartimento dianteiro-médio do assento;
- O compartimento traseiro- médio permite a imersão profunda, para que, confortavelmente, o usuário não deslize para a frente.
- Acessórios: Capa impermeável (incontinentes) ou capa normal (confair).

| Código         | Descrição              | Unidade de venda |
|----------------|------------------------|------------------|
| 63 AS VE 40/45 | ASSENTO ACADEMY VECTOR | CX. 1            |