

ENCOSTO ACADEMY BACK



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composto por uma estrutura rígida a qual é fixada aos tubos do encosto da cadeira (bengala da cadeira) através de um sistema de fixação universal de quatro pontos;
- Constituído por nove compartimentos, que podem ser individualmente ajustados aos contornos do usuário;
- O ângulo do encosto é ajustável e os suportes são removíveis para finalidades do transporte;
- Inclui as braçadeiras necessárias à fixação do encosto e capa;
- Tamanhos (de 41 a 55 cm), bastando indicar o tamanho da cadeira.
- Acessórios: Capa impermeável (incontinentes) ou capa normal (confair).

Código	Descrição	Unidade de venda
63 CT AE PO ABS	ENCOSTO ACADEMY BACK	CX. 1