

# ASSENTO ANTI-ESCARAS CIRCULAR ABERTO PÊLO SINTÉTICO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Exterior: 50% algodão e 50% pêlo medicinal poliéster;
- Interior: 100% rama de poliéster;
- Diâmetro exterior: 43cm;
- Diâmetro interior: 10cm;
- Espessura: 10cm.

Código	Descrição	Unidade de venda
63 AS AE PS CI AB	ASSENTO ANTI-ESCARAS CIRCULAR ABERTO PELE SINTÉTICA	CX. 1